


### Basisausstattung

- |  |   |
|--|---|
| 1. Okular                                    | 12. Longitudinaler Kreuztischtrieb (Y-Achse)                |
| 2. Mikroskopkopf (um 45° geneigt)            | 13. Kreuztisch  |
| 3. Mikroskopkörper                           | 14. Tischplattenhalter mit Universalhalter und Objektträger |
| 4. LED-Betriebsanzeige (grün)                | 15. Stellschraube für Tischplattenhalter                    |
| 5. Beleuchtungsknopf EIN/AUS                 | 16. Kondensor   |
| 6. Tragegriff 1                              | 17. Universeller Phasenkontrast-Schieber                    |
| 7. Emboss-Kontrastschieber/Platzhalter       | 18. Kondensor-Halteschraube                                 |
| 8. Friktiontrieb (Gängigkeit des Grobtriebs) | 19. LED-Lampenkammer  |
| 9. Rechter Grobfokussiertrieb (Grobtrieb)    | 20. Hebel der Aperturblende (Kondensorblende)               |
| 10. Rechter Feinfokussiertrieb (Feintrieb)   |   |
| 11. Transversaler Kreuztischtrieb (X-Achse)  |   |



**Stromversorgung: AC 100-240V; 50/60Hz**  
**Spezifikation der Sicherung: 250V**

## Basisausstattung

21. Typenschild mit wichtigen Informationen  
22. Tragegriff 2  
23. Ersatz-Sicherung  
24. Netzanschluss  
25. Hauptschalter EIN/AUS  
26. Objektiv

27. 5-fach Objektivrevolver  
28. Linker Grobfokussiertrieb (Grobtrieb)  
29. Linker Feinfokussiertrieb (Feintrieb)  
30. Helligkeitsregler  
31. Foto-/Kameraanschluss  
32. Schieber für visuelle Beobachtung/Kamera